


Pab Coniglio Phospho-Dna-Pkcs-S2056 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Numero articolo: CM0001805



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente la proteina umana Phospho-DNA-PKcs (S2056). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del danno e della riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio Phospho-DNA-PKcs-S2056
Annotazioni/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs; Phospho-DNA-PKcs-S2056
Specie	Uomo
GeneID	5591
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione S2056 della DNA-PKcs umana (NP_008835.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P78527
Peso proteico	469 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio