

Phospho-Dok2-Y299 Coniglio Pab - O60496

Numero articolo: CM0001560



introduzione

Phospho-DOK2-Y299 Coniglio pAb rileva specificamente il DOK2 umano fosforilato alla tirosina 299. Validato per applicazioni Western blot e immunofluorescenza, questo anticorpo è essenziale per lo studio delle vie di segnalazione delle citochine e dei fattori di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-DOK2-Y299 Coniglio pAb
Note/Alias	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9046
Gene ID	9046
Immunogeno	Un peptide fosforo-specifico corrispondente ai residui circostanti Y299 del DOK2 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60496
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio