


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Drp1-S616 - 000429

Numero articolo: CM0001350



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-DRP1-S616 per applicazioni WB, IP, ELISA, rileva i livelli endogeni di DRP1 solo quando fosforilato in S616 in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla dinamica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-DRP1-S616
Note/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10059
GeneID	10059
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alle regioni intorno a S616 di DRP1 umano (NP_036192.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000429
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio