

Fosfo-E-Cadherin-S838/S840 Coniglio Pab - P12830

Numero articolo: CM0001081



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la E-cadherina umana fosforilata a S838/S840. Validato per WB e ELISA. Essenziale per gli studi sull'adesione cellulare, la mobilità delle cellule epiteliali e il soppressore invasivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-E-Cadherin-S838/S840 Coniglio pAb
Note/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Fosfo-E-Cadherin-S838/S840
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	999
ID Gene	999
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S838 & S840 del CDH1 umano (NP_004351.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P12830
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio