

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Eef2K-S366 Per Wb, Elisa - 000418

Numero articolo: CM0001932



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro EEF2K in Ser366. Validato per WB e ELISA con reattività crociata in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della traduzione e sulle vie di segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Phospho-EEF2K-S366
Note/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29904
GeneID	29904
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S366 di EEF2K umano (NP_037434.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00418
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio