

Pab Coniglio Phospho-Egfr-Y1045 Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001631



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico anti-EGFR-Y1045 validato per WB e ELISA. Rileva l'EGFR umano fosforilato nella posizione Tyr1045, un residuo chiave nella trasduzione del segnale. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione di EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio Phospho-EGFR-Y1045
Annotazioni/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1045
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1956
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y1045 dell'EGFR umano (NP_005219.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio