

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Egfr-Y1068 Per Wb, Ip, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001266



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting EGFR fosforilato a Y1068. Adatto per WB, IP, ELISA, con reattività crociata con umana e topo. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-EGFR-Y1068 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1068
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1956
Gene ID	1956
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y1068 di EGFR umano (NP_005219.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio