


Phospho-Egfr-Y1086 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001252



introduzione

Phospho-EGFR-Y1086 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'EGFR umano fosforilato in tirosina 1086. Validato per WB ed ELISA, rileva la chinasi recettoriale tirosinica da 134 kDa, supportando la ricerca sui percorsi di segnalazione guidati da EGFR e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-EGFR-Y1086 Coniglio pAb
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1086
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y1086 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio