

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Egfr (Y1148) Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001955



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-EGFR-Y1148 convalidato per WB ed ELISA. Rileva l'EGFR umano fosforilato alla tirosina 1148, consentendo lo studio delle vie di segnalazione EGFR e dell'attivazione del recettore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-EGFR-Y1148 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1148
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y1148 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio