

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Egfr-Y1197 Per Wb - P00533

Numero articolo: CM0001979



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-EGFR-Y1197 rileva l'EGFR umano fosforilato in tirosina 1197 nel Western blot. Ideale per studiare la segnalazione di EGFR, la ricerca sul cancro e i meccanismi di resistenza ai farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-EGFR-Y1197
Note/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1197
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1956
Immunogeno	Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti la Y1197 dell'EGFR umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio