


Pab Coniglio Anti Phospho-Egfr-Y845 Per Wb E Elisa - P00533

Numero articolo: CM0000560



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la tirosina 845 fosforilata dell'EGFR umano, adatto per Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione di EGFR, attività chinasi e biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti Phospho-EGFR-Y845
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y845
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y845 dell'EGFR umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio