


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Egfr-Y869 Per Wb E Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001803



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting EGFR Tyr869, adatto per WB e ELISA. Cross-reatta con EGFR umano, murino e ratto (~134 kDa). Ideale per lo studio della segnalazione EGFR, del cancro e dell'attività chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-EGFR-Y869 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y869
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y869 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio