


Fosfo-Egfr-Y992 Coniglio Pab Per Wb E Elisa - P00533

Numero articolo: CM0000589



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting EGFR fosforilato a Y992. Adatto per WB e ELISA con reattività umana e del mouse. Ideale per la segnalazione EGFR e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-EGFR-Y992 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y992
Specie	Umano
GeneID (umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y992 di EGFR umano (NP_005219.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio