

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Egfr-Y998 Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0000424



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-EGFR-Y998 per Western blot ed ELISA. Rileva l'EGFR umano fosforilato in Y998; adatto per la ricerca in oncologia e nella segnalazione cellulare. Validato su campioni umani. Peso molecolare 134 kDa. SWISS P00533.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-EGFR-Y998
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y998
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a Y998 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio