


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Eif2A-S49 Per Wb, Ihc-P - P05198

Numero articolo: CM0001580



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-eIF2α-S49 per Western blot e immunoistochimica. Rileva la Serina49 fosforilata di eIF2α (EIF2S1) in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress integrata e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-eIF2α-S49 Rabbit pAb
Note/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S49
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1965
Immunogeno	Peptide sintetico, peptide fosfospecifico corrispondente ai residui intorno alla S49 dell'EIF2S1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05198
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio