

Phospho-Eif4E-S209 Rabbit Pab - P06730

Numero articolo: CM0001582



introduzione

Phospho-eIF4E-S209 Rabbit pAb per Western blotting ed ELISA, rileva eIF4E umano e murino fosforilato alla serina 209. Ideale per studi sull'inizio della traduzione, esportazione dell'mRNA e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-eIF4E-S209 Rabbit pAb
Note/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1977
Gene ID	1977
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno alla S209 dell'eIF4E umano (NP_001959.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P06730
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio