

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Eif4Ebp1 (S65) Per Wb, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0001051



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico di alta qualità mirato all'eIF4EBP1 fosforilato a Ser65, convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con specie umana e murina. Ideale per studi sulla regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1978
Gene ID	1978
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno alla S65 dell'umano Phospho-eIF4EBP1-S65 (NP_004086.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio