

Anticorpo Policlonale Phospho-Eif4Ebp1 (T37/T46) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0001319



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro eIF4EBP1 fosforilato (T37/T46) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Regola l'inizio della traduzione via mTORC1; chiave per la ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-eIF4EBP1-T37/46 Rabbit pAb
Note/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/46
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1978
ID Gene	1978
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a T37 & T46 di eIF4EBP1 umano (NP_004086.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio