

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T37/T46 Per Wb Ed Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0000658



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro la fosforilazione di eIF4EBP1 in T37/T46. Validato per WB, ELISA su campioni umani e di ratto. Essenziale per lo studio della segnalazione mTORC1 e della regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
Note/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
Specie	Umano, Topo, Ratto
ID Gene (umano)	1978
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T37&T46 di EIF4EBP1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio