


Phospho-Eif4Ebp1-T45 Rabbit Pab Per Western Blot - Q13541

Numero articolo: CM0001458



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico per eIF4EBP1 (T45) per Western blot. Rileva la fosforilazione umana di eIF4EBP1 a Thr45, un key repressore della traduzione nella segnalazione mTORC1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-eIF4EBP1-T45 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T45
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1978
Gene ID	1978
Immunogeno	Peptide sintetico fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti Thr45 di eIF4EBP1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio