


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Eif4G1-S1108 Per Wb, Elisa - Q04637

Numero articolo: CM0001570



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per fosfo-EIF4G1 (Ser1108) validato per WB ed ELISA. Rileva EIF4G1 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto, supportando la ricerca sull'inizio della traduzione e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-fosfo-EIF4G1-S1108
Note/Alias	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; Fosfo-EIF4G1-S1108
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1981
ID Gene	1981
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide fosforilato sintetico intorno a S1108 di EIF4G1 umano (NP_001278086.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04637
Peso Proteico	175kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio