

Fosfo-Enos-S1177 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P29474

Numero articolo: CM0000985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per eNOS umana fosforilata a Ser1177. Validato per Western blot e ELISA, ideale per lo studio della segnalazione NO endoteliale, dell'angiogenesi e della regolazione vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-eNOS-S1177 coniglio pAb
Note/Alias	eNOS; ECNOS; Fosfo-eNOS-S1177
Specie	Umano
Gene ID	4846
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a S1177 di eNOS umana (NP_000594.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P29474
Peso proteico	133kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio