

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Epha2-S897 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29317

Numero articolo: CM0001293



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-EPHA2 (S897) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva EPHA2 umana e murina, un recettore tirosin chinasi coinvolto nell'adesione cellulare, nella migrazione e nell'ingresso dei virus. Adatto per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-EPHA2-S897 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Specie	Umano
GeneID	1969
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S897 di EPHA2 umana (NP_004422.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio