

Phospho-Epha2-S897 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P29317

Numero articolo: CM0001185



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che rileva EPHA2 fosforilata alla serina 897, validato per WB e ELISA nell'uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione EPHA2 nel cancro, nello sviluppo e nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-EPHA2-S897 Coniglio pAb
Note/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1969
Gene ID	1969
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno a S897 di EPHA2 umano (NP_004422.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio