

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Epha2-Y594 Per Wb Ed Elisa - P29317

Numero articolo: CM0001610



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la tirosina Y594 fosforilata di EPHA2 umano (recettore 2 di tipo efrina-A). Validato per western blot ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dei recettori tirosin-chinasici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-EPHA2-Y594
Note/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-Y594
Specie	Umano
ID Gene	1969
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y594 di EphA2 umano (NP_004422.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio