


Pab Coniglio Anti Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 - Q15303

Numero articolo: CM0000596



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico contro ErbB4/HER4 sulla tirosina 1284, validato per WB e ELISA. Riconosce ErbB4 di origine umana, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei recettori tirosin-chinasici nello sviluppo e nella patologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
Note / Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
Specie	Umana
ID gene	2066
Immunogeno	Peptido fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y1284 di ErbB4/HER4 umano (NP_005226.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi contro fosfoproteine
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15303
Peso proteico	147kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio