


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Phospho-Erk1-T202 + Erk2-T185 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Numero articolo: CM0001598



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce ERK1 (fosfo T202) e ERK2 (fosfo T185). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 Rabbit pAb
Specie	Uomo
ID gene	5594 / 5595
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla T202 di ERK1/ERK2 umano (NP_002737.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28482 / P27361
Peso proteico	38kDa/40kDa/43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio