

Fosfo-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27361/P28482

Numero articolo: CM0001809



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro ERK1 (T202/Y204) e ERK2 (T185/Y187). Validato per Western blot, IHC paraffina ed ELISA su tessuti umani, murini e di ratto. 42/44kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 mAb di coniglio
Note/Alias	ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK; Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5594/5595
GeneID	5595/5594
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a T202 & Y204 dell'ERK1 umano (P27361).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P27361/P28482
Peso Proteico	42kDa/44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio