


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Erk3-S189 Per Wb, Elisa - Q16659

Numero articolo: CM0000551



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che mira a ERK3 (MAPK6) in Ser189. Validato per applicazioni Western blot ed ELISA; cross-reattivo con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione delle chinasi MAP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-ERK3-S189 pAb coniglio
Note/Alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Fosfo-ERK3-S189
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5597
Gene ID	5597
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S189 di ERK3 umano (NP_002739.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16659
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio