


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Esr α -S167 Per Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Numero articolo: CM0001921



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfospecifico che riconosce il recettore per gli estrogeni α (ER α /ESR1) fosforilato alla Serina 167. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con l'uomo. Adatto per studiare la segnalazione estrogenica, la biologia del cancro e le vie dei recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ESR α -S167 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR α -S167
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2099
GeneID	2099
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla sequenza intorno alla S167 del recettore alfa per gli estrogeni umano (ESR1) (NP_000116.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P03372
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio