


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Ezh2/Kmt6 (T311) Per Wb, Elisa - Q15910

Numero articolo: CM0001206



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva EZH2 fosforilato in Thr311. Validato per WB ed ELISA, adatto per la ricerca epigenetica, sulla cromatina e sul cancro. Reattività crociata con ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-EZH2/KMT6-T311
Note/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Fosfo-EZH2/KMT6-T311
Specie	Umano
GeneID (umano)	2146
GeneID	2146
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a T311 di EZH2/KMT6 umano (NP_001190176.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q15910
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio