


Pab Di Coniglio Anti-Phospho-Ezrin-T567 Per Wb - P15311

Numero articolo: CM0001107



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro l'Ezrina umana in corrispondenza della treonina 567. Convalidato per Western blot (WB) in uomo, topo e ratto. Adatto per studiare la dinamica del citoscheletro, l'adesione cellulare e le interazioni membrana-citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Phospho-Ezrin-T567
Note/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-T567
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7430
GeneID	7430
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti la T567 dell'Ezrina umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15311
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio