


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558 Per Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Numero articolo: CM0001006



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva Ezrina (Thr567), Radixina (Thr564) e Moesina (Thr558) per saggi WB ed ELISA su campioni umani. Ideale per studiare le interazioni citoscheletro-membrana e la segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558
Note/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Fosfo-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7430/5962/4478
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a T567 di Ezrina/Radixina/Moesina umana (NP_003370.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso Proteico	23-71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio