


Phospho-Ezrina-Y353 Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - P15311

Numero articolo: CM0001093



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico rivolto contro Ezrina umana fosforilata in Y353 (SWISS P15311), validato per applicazioni Western blot e ELISA, ideale per studi sul citoscheletro e sulla polarità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Ezrina-Y353 pAb di coniglio
Annotazioni / Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrina-Y353
Specie	Umana
GeneID (umana)	7430
GeneID	7430
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y353 di Ezrina umana (NP_003370.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15311
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Ghiaccio secco