


Mab Coniglio Anti Fosf-Fak-Y397 Per Wb E Elisa - Q05397

Numero articolo: CM0000863



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro FAK fosforilato a livello di Y397, validato per applicazioni Western blot ed ELISA in campioni umani. Ideale per lo studio della segnalazione delle integrine, la migrazione cellulare e la dinamica delle adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti FOSF-FAK-Y397
Note/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
Specie	Uomo
ID gene	5747
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione Y397 della FAK umana (NP_722560.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q05397
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio