


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Fak-Y397 Per Wb, Elisa - Q05397

Numero articolo: CM0001945



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che riconosce la FAK fosforilata in Tyr397. Validato per WB e ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle integrine e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-FAK-Y397 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5747
GeneID	5747
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05397
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio