


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Fak-Y576/577 Per Wb, Elisa - Q05397

Numero articolo: CM0001959



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico mirato a FAK (fosforilato a Tyr576/577) per applicazioni Western blot e ELISA in campioni umani. Utile per lo studio della segnalazione delle integrine, della migrazione cellulare e dell'adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-FAK-Y576/577 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y576/577
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5747
ID Gene	5747
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y576 & Y577 di PTK2 umano (NP_722560.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q05397
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio