

Pab Coniglio Phospho-Fgfr3-Y724 - P22607

Numero articolo: CM0001115



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per FGFR3 fosforilato (Tyr724). Convalidato per WB e ELISA su campioni umani e murini. Ideale per lo studio della segnalazione di FGFR3 nello sviluppo scheletrico e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio Phospho-FGFR3-Y724
Note/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; Phospho-FGFR3-Y724
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2261
GeneID	2261
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P22607
Peso proteico	88 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio