

Pab Coniglio Phospho-Filamin A-S2152 Per Wb, Elisa - P21333

Numero articolo: CM0001772



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-Filamin A-S2152 validato per WB e ELISA contro Filamina A di uomo, topo e ratto (281 kDa). Ideale per la ricerca sul citoscheletro di actina, la segnalazione e le malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio Phospho-Filamin A-S2152
Note/Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Phospho-Filamin A-S2152
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2316
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21333
Peso proteico	281 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio