

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Foxo1-S319 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778

Numero articolo: CM0000813



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che mira alla fosforilazione a Ser319 di FOXO1 umano (Gene ID: 2308). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'insulina e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-FOXO1-S319 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FKH1; FKHR; FOXO1A; Phospho-FOXO1-S319
Specie	Umano
GeneID (umano)	2308
GeneID	2308
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S319 di FOXO1 umano (NP_002006.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12778
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio