

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Foxo3A-S253 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Numero articolo: CM0000803



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro FOXO3A (fosfo-Ser253). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Ideale per studi su apoptosi, autofagia e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-FOXO3A-S253
Note/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Fosfo-FOXO3A-S253
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2309
GeneID	2309
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a S253 di FOXO3A umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43524
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio