

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Foxo3A-S425 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Numero articolo: CM0001987



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che mira alla fosforilazione di FOXO3A in Ser425. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Supporta la ricerca su apoptosi e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-FOXO3A-S425
Osservazioni/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Fosfo-FOXO3A-S425
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2309
GeneID	2309
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S425 di FOXO3A umano (NP_001446.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43524
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio