

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Foxo4-S197 Per Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Numero articolo: CM0000925



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-FOXO4 (S197) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva FOXO4 fosforilato alla Ser197 di origine umana, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione insulinica, il ciclo cellulare e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-FOXO4-S197 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AFX; AFX1; MLLT7; Phospho-FOXO4-S197
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4303
GeneID	4303
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla S197 della FOXO4 umana (NP_005929.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P98177
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio