


Anticorpo Policlonale Su Coniglio Phospho-Gab1 (Tyr659) Per Wb, Elisa - Q13480

Numero articolo: CM0001009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva GAB1 fosforilato sulla tirosina 659. Validato per Western blot (WB) e ELISA; reagisce con esseri umani e topi. Ideale per studi sulle vie di segnalazione che coinvolgono EGFR, INSR e MET/HGF. Peso molecolare ~77 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-GAB1-Y659 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	DFNB26; Phospho-GAB1-Y659
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2549
ID gene	2549
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla Y659 del GAB1 umano (NP_002030.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13480
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio