


Fosfo-GluR1/Gria1 (S836) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb - P42261

Numero articolo: CM0001100



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting GluR1/GRIA1 alla serina 836.

Progettato per il rilevamento Western blot della subunità del recettore AMPA umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulle neuroscienze e sulla plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-GluR1/GRIA1-S836 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Fosfo-GluR1/GRIA1-S836
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2890
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti S836 di GluR1/GRIA1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42261
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio