


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-GluR2/Gria2-S880 Per Wb - P42262

Numero articolo: CM0001796



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce GluR2/GRIA2 in Ser880. Validato per WB con reattività crociata umana, murina e di ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica sulla segnalazione del recettore AMPA e sulla plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-GluR2/GRIA2-S880
Note/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; Phospho-GluR2/GRIA2-S880
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2891
GeneID	2891
Immunogeno	Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti S880 di GluR2/GRIA2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42262
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio