

Phospho-Grin2B-Y1474 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13224

Numero articolo: CM0000802



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-GRIN2B-Y1474 rileva la subunità NR2B del recettore NMDA fosforilata in Y1474 in campioni umani, di topo e di ratto. Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca neuroscientifica sulla plasticità sinaptica e sull'eccitotossicità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-GRIN2B-Y1474 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; Phospho-GRIN2B-Y1474
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2904
ID Gene	2904
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1474 di GRIN2B umano (NP_000825.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13224
Peso Proteico	166kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio