


Mab Coniglio Anti Phospho-Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 Per Wb, Elisa - P49840/P49841

Numero articolo: CM0001729



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro GSK3 α (S21) e GSK3 β (S9). Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, l'insulino-resistenza e il morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Note/Alias	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione di S21&S9 di GSK3 α /GSK3 β umana (NP_063937.2/NP_002084.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P49840/P49841
Peso proteico	51kDa/46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio