


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Gsk3B-S9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49841

Numero articolo: CM0001592



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-GSK3β-S9 (P49841) per Western blot, IHC-P, ELISA. Rileva GSK3β umano fosforilato in Ser9. Ideale per studiare la segnalazione Wnt, la resistenza all'insulina e il morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-GSK3β-S9
Note/Alias	GSK3B; gsk-3β; Fosfo-GSK3β-S9
Specie	Umano
GenelD (umano)	2932
GenelD	2932
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a S9 di GSK3 beta umano (P49841)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P49841
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio