


Phospho-Gsk3B-S9 Rabbit Pab - P49841

Numero articolo: CM0000590



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla Serina 9 fosforilata di GSK3 β umano, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt e della malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-GSK3 β -S9 Rabbit pAb
Note/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2932
ID Gene	2932
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio